

# 蛋白質實驗(WB)-一分鐘西方墨點遮蓋液

**VISUAL  
PROTEIN**

## BlockPRO™ 1 Min Protein-Free Blocking Buffer

BlockPRO™ 1分鐘西方墨點法遮蓋液-Protein-free 配方是 BlockPRO 系列最新產品，是一款強化版無蛋白遮蓋緩衝液，可有效縮短遮蓋液作用時間至一分鐘 - 配方不含蛋白質，能有效降低遮蓋液與蛋白樣本的交互作用，避免物種干擾。應用廣泛，適用於 Western blotting 與 ELISA 等免疫學實驗。

### 產品特點

- 作用更快速：強化配方可縮短遮蓋時間為一分鐘
- 無蛋白質：杜絕西方墨點法遮蓋液與蛋白樣本的交互作用
- 應用廣泛：適合各種需要西方墨點法遮蓋液的免疫學實驗
- 提高靈敏度：可減少壓片時間與抗體用量

(Protein Free 快速配方)



### 實驗數據



#### 提升靈敏度 & 降低背景雜訊

與T牌相比，BlockPRO 1 Min 不只操作快速，更有效提高訊號/雜訊比，有助於節省抗體與操作時間

### 訂購資訊

BM01-500 BlockPRO™ 1 Min Protein-Free Blocking Buffer

特價 3,200

1 kit


500mL x 1

# 蛋白質實驗(WB)-一分鐘抗體去除液

## StripPRO™ 1 Min Stripping Buffer

使用StripPRO™ 1分鐘抗體去除試劑，只需室溫作用一分鐘，便可去除蛋白轉漬膜上的一抗和二抗，使同一張轉漬膜可進行多次抗體檢測。StripPRO™ 可適用於NC或PVDF膜，並可降低操作時間與節省珍貴樣品。

### 實驗數據



#### StripPRO 只需1分鐘，即可去除1抗與2抗

20 µg 的Huh 7 cell lysate 進行兩倍序列稀釋，以12.5% SDS-PAGE 分離蛋白質。轉漬膜分別以StripPRO™ 處理1分鐘或含有β-mercap-toethanol 的傳統加熱法 50 °C 處理60分鐘。

(一分鐘抗體去除液 快速配方)

### 產品特點

- 操作快速，只需一分鐘便可去除一抗和二抗
- 無毒無味無害，可室溫使用與保存



### 訂購資訊

SP01-500 StripPRO™ 1 Min Stripping Buffer

特價 5,000

1 kit

500mL x 1

