

# abm abm PCR Running

最好用的 PCR 相關試劑在這裡  
讓你輕鬆跑出好片段!



BlasTaq™ 2X qPCR MasterMix (FREE SAMPLE!)

BlasTaq™ Probe 2X qPCR MasterMix (FREE SAMPLE!)

- ✓ 簡單的反應設置，快速、高特異性和超靈敏的 real-time PCR
- ✓ 減少移液步驟以最大限度地降低污染風險
- ✓ 適用於大多數 real-time 定量 PCR 儀
- ✓ 內含 ROX dye 可依照不同機型個別添加  
(Probe 2X qPCR MasterMix 不含 Rox Dye)



產品資訊:

Cat No. G891, 500 rxn (4 x 1.25 ml)


Cat No. G890, 500 rxn (4 x 1.25 ml)

**產品價格與試用索取請洽詢當區業務!**

Step	Temperature	Duration		Cycle(s)
		Standard	Fast	
Enzyme Activation	95°C	3 min	3 min	1
Denaturation	95°C	15 sec	1 sec	40
Annealing/Extension	60°C	1 min	10 sec	
Melting Curve	Refer to specific guidelines for instrument used			

All-In-One 5X RT MasterMix (FREE SAMPLE!)

- ✓ 簡單的 One-step 設置可減少操作步驟和樣本處理
- ✓ 可從困難樣本中獲得高 cDNA 產量
- ✓ 使用溫度敏感的 DNase 去除 gDNA 的污染
- ✓ 無須額外添加 dNTP, Oligo(dT) 與 Random primer



產品資訊:

Cat No. G592, 100 rxn

\*長/短片段都適用\*


**產品價格與試用索取請洽詢當區業務!**

BlasTaq™ DNA Polymerase (FREE SAMPLE!)

- ✓ 超快速，6 kb/min 延伸速度
- ✓ 所需時間比常規 Taq 少 40-70%
- ✓ 可與 TA cloning 載體一起使用
- ✓ 卓越的靈敏度

產品資訊:

Cat No. G894, 400 rxn



\*可節省 2 小時的時間\*

**產品價格與試用索取請洽詢當區業務!**