

RNA 商品全系列優惠中

RNA 純化及製備相關 kit(Norgen Biotek)-column 有專利設計, 保證抽到 total RNA

RNA Preparation	RNA Preparation
Animal Tissue RNA Purification Kit	Urine Total RNA Purification Maxi Kit (Slurry Format)
Cytoplasmic & Nuclear RNA Purification Kit	Urine microRNA Purification Kit
Exosomal RNA Isolation Kit	Urine Exosome RNA Isolation Kit
Fatty Tissue RNA Purification Kit	Urine Exosome and Free-Circulating RNA Isolation Maxi Kit or Midi kit or mini kit
FFPE RNA Purification 96-Well Kit	Urine Exfoliated Cell and Bacteria RNA Purification Kit
FFPE RNA Purification Kit	Total RNA Purification Micro Kit or plus kit or plus micro kit
Leukocyte RNA Purification Kit or plus kit or 96-well kit	Total RNA Purification Kit or maxi kit or micro kit
microRNA Purification Kit	Total RNA Purification Kit - 96 Well Plate Format
Plant microRNA Purification Kit	Total RNA Purification Kit - 96 Deep Well Plate Format or
Plant/Fungi Total RNA Purification kit or 96-well kit	Total RNA Purification Kit
Plasma/Serum cfc-RNA Advanced Purification Kit	Total RNA Purification 96-Well Kit
Plasma/Serum Circulating and Exosomal RNA Purification 96-Well Kit (Slurry Format)	Urine Cell-Free Circulating RNA Purification Maxi Kit or midi kit or mini kit
Plasma/Serum Circulating and Exosomal RNA Purification Kit (Slurry Format) or maxi kit or mini kit	Soil Total RNA Purification Kit
Plasma/Serum Exosome and Free-Circulating RNA Isolation Maxi Kit or midi kit or mini kit	Single Cell RNA Purification Kit
Plasma/Serum RNA Purification Maxi Kit or midi kit or mini kit	Saliva/Swab RNA Purification Kit
Preserved Blood RNA Purification Kit I (For use with Tempus™ RNA Blood Tubes)	Saliva/Swab RNA Purification 96-Well Kit
Preserved Blood RNA Purification Kit II (For use with PAXgene™ Blood RNA Tubes)	Stool Total RNA Purification Kit
RBC Lysis Solution	RNase-Free DNase I Kit

RNA 反轉錄 cDNA 最佳神器(Grisp)

Xpert cDNA Supermix (with gDNA eraser)-cDNA 反轉錄混合液

Xpert cDNA Supermix (帶有 gDNA 橡皮擦) 將有效把 gDNA 去除並合併快速方便的逆轉錄酶混合液 (Xpert RTase Mix)。



RNA 保存液 (Grisp) : 6000 元/100ml

RNA Stand-by Solution

RNA Stand-by solution 是一種水溶液, 可無活化 RNA 酶並保留完整新鮮組織或細胞的細胞內 RNA。樣品加了本存液可在 37°C 下穩定放 1 天, 在室溫下可穩定長達 1 週, 在冰箱中可長達 1 個月。樣品在 -20°C 至 -80°C 下冷凍可保存很長時間。

RNase 清除噴霧劑(Grisp): 2500/500ml

RNase Xterminator Spray

RNase Xterminator Spray 是一種即用型溶液, 裝在易於使用的噴霧瓶中, 用於消除實驗室表面的 RNase 和 DNA 污染。

浩盟生技有限公司

T: 886-2-29083971

<https://www.harmonybios.com>

e-mail: harmony.biosolution@gmail.com

